

MARVIT®

Eunar-Plus®

Nasal Spray

**IL A UNE ACTION DÉCONGESTIONNANTE SUR LA MUQUEUSE NASALE EN PLUS D'UN EFFET FLUIDISANT SUR LA MUQUEUSE.**

**POUR AMÉLIORER LE COURS DE LA RHINOSYNUSITE ACUTE ET LA NASOPHARYNGITE.  
UTILE POUR GRADER LES VOIES NASALES PROPRES.**

#### **CLASSIFICATION DU PRODUIT :**

**Dispositif médical.**

#### **INGRÉDIENTS ACTIFS :**

- ◆ Acide Hyaluronique
- ◆ Eau distillée de thym

**INDICATIONS :** Il aide au drainage des sécrétions, il est donc utile pour garder les voies nasales propres, en particulier dans le cas de rhume, de rhinite allergique, de rhinosinusite et de sinusite. Il est utile pour améliorer le cours post-opératoire des cavités nasales ou le cours de rhinosinusite aiguë et de nasopharyngite

**MODE D'EMPLOI :** Actionner le distributeur plusieurs fois jusqu'à ce que le premier produit soit distribué. Pour activer l'applicateur, appuyez avec 2 doigts sur la base du distributeur.  
- Enfants de 3 à 12 ans : 1 nébulisation par narine jusqu'à trois fois par jour  
- Enfants > 12 ans : 1 ou 2 nébulisations par narine jusqu'à 4 fois par jour

Agiter avant l'utilisation.

**PRÉSENTATION :** Flacon de 30 ml avec distributeur placé dans une boîte avec notice.



**CE** Dispositif Médical  
Classe 1  
Directive 93/42/CEE

#### **ACIDE HYALURONIQUE :**

Les solutions hypertoniques sont souvent associées à l'administration simultanée d'acide hyaluronique, à la fois pour augmenter l'observance du patient rendant le traitement plus tolérable et pour aider l'action anti-œdème et anti-inflammatoire. En littérature, cette association s'est avérée utile dans le traitement des infections aiguës (comme le rhume et la grippe), de la sinusite chronique et de la rhinite allergique saisonnière.

En plus des actions anti-inflammatoire, muco-régulatrice, anti-œdème et restructurante déjà connues, l'acide hyaluronique exerce une action bactériostatique qui, en créant une patine protectrice dans la muqueuse, empêche la pénétration d'agents pathogènes et réduit la prolifération de ceux qui existent déjà.

#### **EAU DISTILLÉE DE THYM :**

L'eau distillée de thym est caractérisée par des propriétés anti-oxydantes, antibactériennes et antifongiques qui aident le système immunitaire à combattre les infections pathogènes. De plus, grâce à son action balsamique et fluidifiante, il contribue au bien-être général du nez.

#### **SOLUTION SALINE HYPERTONIQUE :**

Les solutions hypertoniques représentent une aide valable pour la prévention de la colonisation bactérienne dans le tractus nasopharyngé et pour le traitement des infections respiratoires. Grâce à un mécanisme appelé «hydratation osmotique», ces solutions sont des décongestionnants naturels parce qu'ils favorisent l'élimination du mucus, exercent une action mécanique de nettoyage des cavités nasales et favorisent une réduction de l'œdème de la muqueuse.