

MARVIT®

Eunar-Plus®

Nasal Spray

**AZIONE DECONGESTIONANTE SULLA MUCOSA NASALE IN AGGIUNTA  
PER UN EFFETTO FLUIDIFICANTE SUL MUCO  
PER MIGLIORARE IL DECORSO DELLA RINOSINUSITE ACUTA E DELLA NASOFARINGITI  
UTILE PER MANTENERE LE VIE NASALI PULITE.**

#### **CLASSIFICAZIONE DEL PRODOTTO:**

**Dispositivo Medico.**

#### **PRINCIPI ATTIVI:**

- ◆ Acido ialuronico
- ◆ Acqua distillata di timo

**INDICAZIONI :** Aiuta il drenaggio delle secrezioni ed è quindi utile per mantenere i passaggi nasali puliti, soprattutto nel caso di raffreddore, rinite allergica, rinosinusite e sinusite. È utile per migliorare il decorso post-chirurgico delle cavità nasali o in caso di rinosinusite acuta e nasofaringiti.

**MODO D'USO :** Azionare il dispenser più volte fino a quando viene erogato il prodotto. Per attivare l'applicatore, premere con 2 dita sulla base del dispenser..

- Bambini 3-12 anni: 1 nebulizzazione per narice fino a tre volte al giorno

- Bambini > 12 anni: 1 o 2 nebulizzazioni per narice fino a quattro volte al giorno  
Agitare prima dell'uso.

**FORMATO :** Flacone di 30 ml con erogatore, inserito in una scatola con foglietto illustrativo



**CE** Dispositif Médical  
Classe 1  
Directive 93/42/CEE

#### **ACIDO IALURONICO:**

Le soluzioni ipertoniche sono spesso associate alla somministrazione simultanea di acido ialuronico, sia per aumentare la conformità del paziente, rendendo il trattamento più tollerabile, sia per favorire l'azione anti-edema e anti-infiammatoria. In letteratura questa associazione si è dimostrata utile nel trattamento di infezioni acute (come raffreddore e influenza), sinusite cronica e rinite allergica stagionale. Oltre alle già note azioni antinfiammatorie, mucoregatorie, anti-edema e ristrutturanti, l'acido ialuronico svolge un'azione batteriostatica che, creando una patina protettiva nella mucosa, impedisce la penetrazione di agenti patogeni e riduce la proliferazione di quelli già esistenti.

#### **ACQUA DISTILLATA DI TIMO:**

L'acqua distillata di timo è caratterizzata da proprietà antiossidanti, antibatteriche e antimicotiche che aiutano il sistema immunitario a combattere infezioni patologiche. Inoltre, grazie alla sua azione balsamica e fluidificante, contribuisce al benessere generale del naso.

#### **SOLUZIONE SALINA IPERTONICA :**

Le soluzioni ipertoniche rappresentano un valido aiuto per la prevenzione della colonizzazione batterica nel tratto nasofaringeo e per il trattamento delle infezioni respiratorie. Attraverso un meccanismo noto come "idratazione osmotica", queste soluzioni sono decongestionanti naturali in quanto favoriscono la rimozione del muco, una pulizia meccanica delle cavità nasali e una riduzione dell'edema della mucosa.